

Pesabebés electrónica 354



Pesabebés electrónica de fina graduación con plataforma para el pesaje de niños. Bandeja fácilmente desmontable de la base. Móvil y robusta para el transporte. Marca: SECA Modelo: 354

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

- Pesabebés y báscula de plataforma para niños.
- Función de Ingestión de Leche Materna.
- Capacidad: 20 kg / 44 lbs
- División: 10 g < 10 kg > 20 g, 0.5 oz < 22 lbs > 1 oz
- Dimensiones (AxAxP):552 x 156 x 332 mm / 21.7 x 6.1 x 13.1"
- Dimensiones/superficie de pesaje (AxAxP):525 x 80 x 250 mm / 20.7 x 3.1 x 9.8"
- Dimensiones/plataforma (AxAxP):280 x 65 x 235 mm / 11 x 2.6 x 9.3"
- Peso: 2.3 kg / 5 lbs
- Alimentación: batería
- Funciones: TARA, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: Bolso de transporte seca 414 y seca 413